

## Couper les ongles de votre animal domestique pour sa santé :


Les vétérinaires recommandent de couper les ongles toutes les 2 à 4 semaines. Si les ongles de votre animal domestique deviennent trop longs, ils provoqueront un écartement des orteils et rendront la marche inconfortable et douloureuse. Des ongles plus courts diminuent également les dégâts coûteux des sols et des meubles dans une maison ainsi que les blessures de jeunes enfants.

### Avant de commencer :

Habituez votre animal en lui touchant les pattes. Commencez lorsque votre animal est encore jeune et la coupe des ongles se fera rapidement sans aucun problème. Récompensez votre animal après avoir coupé chaque ongle ou lorsque vous finissez chaque patte. Parlez-lui doucement durant la coupe et bientôt les manucures feront partie de sa routine de toilette normale.

### Pour couper les ongles des chiens : (Voir l'autre côté pour les instructions relatives aux chats)

Bamboo offre des coupe-ongles standard et guillotine pour les chiens et les chats. La sélection d'un style ou d'un autre est uniquement une affaire de préférence personnelle. Alors que les instructions de coupe sont les mêmes pour l'un ou l'autre style, l'insertion de l'ongle diffère légèrement.



### Pour tenir la patte :

Saisissez la « cheville » de votre chien de l'avant, en soulevant sa patte et en la tournant vers l'arrière de manière à ce que le coussinet soit dirigé vers le haut. La courbe de la cheville de votre chien doit être tenue dans votre paume. (Fig.1) Maintenez une bonne prise de manière à ce que votre chien ne puisse pas retirer sa patte.

Insérer l'ongle entre les lames

Insérer l'ongle dans le trou



Fig.1



Fig.2



Fig.3

### Pour couper :


Coupez dans un endroit bien éclairé. Maintenez fermement la patte de votre chien dans une main. Servez-vous de votre doigt pour séparer les ongles alors que vous dégagez chacun d'entre eux. Ne coupez que le bout des ongles pour éviter de couper la **veine digitée** qui passe au centre de l'ongle. (Fig.2) La veine digitée est plus facile à voir sur des ongles blancs mais elle est difficile à distinguer sur les ongles noirs. Lorsque vous tenez la patte, vous remarquerez une profonde rainure qui va le long du bas de l'ongle vers la patte avant de disparaître. La rainure est particulièrement visible dans le bout d'ongle. **Il n'y a pas de veine digitée dans la partie de l'ongle profondément rainurée.** (Fig.3) Coupez l'ongle à un angle de 45 degrés du sol, quelques millimètres au-dessus du point où disparaît la rainure. Ne pas oublier de couper les ergots (le cas échéant) qui se trouvent derrière la patte près de la « cheville » du chien.

### Pour finir :

Une fois la coupe terminée, limez les ongles de votre chien pour éliminer toute rugosité. Il y a une lime sur le distributeur de poudre styptique. Limez dans un seul sens ; ne faites pas de va et vient. **Récompensez votre chien lorsque vous avez terminé.**

### Coupe de la veine digitée :

La veine digitée est une petite veine qui passe par le centre de l'ongle. Si la veine digitée est coupée, l'ongle creux saignera. L'application de la poudre styptique fait rapidement coaguler le sang, apaisant tout inconfort.



Poudre styptique de remplacement vendue séparément

### Pour couper les ongles des chats :

Les vétérinaires recommandent de couper les ongles des chats toutes les 4 semaines. Parlez doucement à votre chat pendant que vous coupez ses ongles. Coupez rapidement dans un endroit bien éclairé. Commencez par couper les griffes arrière. Pour réduire les égratignures, il est recommandé d'envelopper les pattes avant de votre chat dans une serviette pendant que vous coupez les griffes arrière et le contraire pour les pattes avant.

Pour exposer les griffes, serrez délicatement chaque orteil entre votre pouce et votre index. Coupez la petite portion d'ongle crochu (environ 0,3 cm) pour éviter de couper la veine digitée. La veine digitée est la ligne rose ou rouge dans l'ongle. Il est plus facile d'effectuer plusieurs petites coupes pour éviter de couper la veine digitée. Si vous coupez la veine digitée de l'ongle, trempez-le dans de la poudre styptique pour arrêter le saignement (voir ci-dessus). Une fois la coupe des ongles de votre chat terminée, limez-les légèrement pour éliminer toute rugosité. **N'oubliez pas de récompenser et de féliciter votre chat.**



**bamboo**™

Guide de soins  
pour les ongles

Voir les instructions sur  
le produit à l'intérieur

Pour tout conseil et mode  
d'emploi, consultez notre site à :  
[www.bamboopet.com](http://www.bamboopet.com)



©2003 Munchkin Inc.